

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status: 2017-05

## **ABE® Silk**

Unser Rollenpflaster aus Kunstseide / Our synthetic silk plaster on a roll





## Varianten / variants:

REF	Breite / Width	Länge / Length	Rollen pro Packung/ Rolls per pack	Mit Schutzring/ with protection ring
9531	2,5 cm, +/- 4%	5 m, +/- 1%	24 Rollen	Ja / Yes
9535	1,25 cm, +/- 4%	5 m, +/- 1%	36 Rollen	Nein / No
9536	2,5 cm, +/- 4%	5 m, +/- 1%	24 Rollen	Nein / No
9540	1,25 cm, +/- 4%	9,14 m, +/- 1%	36 Rollen	Nein / No
9541	2,5 cm, +/- 4%	9,14 m, +/- 1%	24 Rollen	Nein / No

## **Allgemeine Informationen / General information:**

#### Materialzusammensetzung / Material composition:

Trägermaterial: 100% Azetat, weiß  $80g/m^2$ , +/- 5g, Kleber: wässrige Polymerdispersion, Trockengewicht  $60g/m^2$ , +/- 5g. / holder material: 100% acetate, white  $80g/m^2$ , +/- 5g, Adhesive: aqueous polymer dispersion, dry weight  $60g/m^2$ , +/- 5g.

#### **Anwendungshinweise / Application notes:**

Zur Fixierung von Wundauflagen, Verbänden, Drainagen, Kathetern und Kanülen. / For fixing wound coverings, bandages, drainage tubes, catheters and hollow needles in place.

#### Haltbarkeit / Shelf life:

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern. / 5 years if stored properly: store in a cool and dry place.

#### Allgemeine Hinweise/ General remarks:



# Code nach UMDNS / UMDNS code:

Heftpflaster, allgemeine Verwendung 16-769 / adhesive plaster, general use16-769

#### Qualitätszertifikate / Quality certificates:

EN ISO 9001; EN ISO 13485; 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I gem. Anhang IX (Regel 1 + Regel 4) / Medical product of class I acc. to appendix IX (rule 1 + rule 4)

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage <a href="https://www.meditrade.de">www.meditrade.de</a>