



**Laerdal**  
helping save lives



**meetB**  
gesellschaft für medizintechnik mbH



## Wenn jede Sekunde zählt...

### Der neue Thomas Select Tubushalter

In kritischen Notfallsituationen benötigen Sie zuverlässige Produkte zur Atemwegssicherung und Tubusfixierung. Schnell und einfach in der Handhabung, sichert der Thomas Select Tube Holder eine große Bandbreite aktueller und gängiger Atemwegshilfen, die auf dem Markt erhältlich sind.


Dank der größeren Öffnung und dem praktischen Druck-Schraub-Mechanismus sichert der Thomas Select supraglottische Atemwegshilfen wie Larynx tuben, Larynxmasken, sowie Endotrachealtuben schnell und wirkungsvoll.

Mit dem Einsatz von Thomas Select benötigen Sie weniger Zeit für das Sichern der Atemwegshilfe – dadurch gewinnen Sie kostbare Zeit, um Leben zu retten.


*Das Fixieren und Sichern supraglottischer Atemwegshilfen wird im Journal of Emergency Medical Services als wichtiges Element der präklinischen Intubation empfohlen.*

# Thomas Select Tube Holder


## Neue Ausführung des Thomas Select Tube Holder




**1. Größere Öffnung**  
Der Thomas Select Tube Holder ähnelt in der Form dem Thomas Tube Holder; verfügt jedoch über eine größere Öffnung, um die breite Palette an marktüblichen Tuben aufnehmen zu können.



**2. Druck-Schraub-Mechanismus**  
Schnell und einfach in der Handhabung wurde für die Grobeinstellung des Geräts ein Druck-Schraub-Mechanismus eingeführt. Der Tubus muss nicht mehr per Schraubbewegung festgezogen werden.



**3. Normaler Schraubmechanismus**  
Zur abschließenden Tubussicherung lässt sich die Schraube wie gewohnt festziehen.



**4. Schnelles Entfernen**  
Zum schnellen Lösen der Tubushalterung drücken Sie einfach auf die Entriegelungstaste.

## Weitere Funktionen und Vorzüge

Große Mundstück-Auflagefläche	- Für Patienten ohne Zahnersatz oder mit Gesichtsverletzungen.
Absaugöffnung	- Die große Öffnung ermöglicht den Blick auf Mund und Lippen des Patienten. - Einfacher Zugang für Absaugung oder Hilfsmittel zur Mundversorgung.
Breites Kopfband	- Bietet sicheren und bequemen Halt – sogar bei Feuchtigkeit.
Nachgiebiger Beißblock	- Einzigartiges Design, das ein Anbeißen des Tubus seitens des Patienten verhindert. Das Produkt besteht aus einem nachgiebigen Material zum Schutz der Zähne und des Gaumens.

## Zusatzinformationen

Größenbereich für supraglottische Atemwegshilfen: Größe 3–6  
Größenbereich für Trachealtuben:  $\geq 6,5$  mm Innendurchmesser  
Für das Modell Thomas Select eignen sich Tubengrößen von  $> 6,5$  mm (ID) bis 42 mm (AD).

- Nur zum Einmalgebrauch bestimmt
- Latexfrei
- Nicht bei Kindern unter 8 Jahren verwenden

Der Thomas Select Tube Holder wurde gemäß ASTM F2726-08, der Standardspezifizierung für Fixierhilfen für Trachealtuben und andere Atemwegshilfen entwickelt.



## Bestellinformationen:

600-40000 Thomas-Select-Tube Holder für Erwachsene  
600-42500 Thomas-Select-Tube Holder für Erwachsene (25 Stück).



**Laerdal**  
helping save lives

Weitere Informationen finden Sie unter [www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)