


## ISO-GARD® FILTER FAMILIE



### ISO-GARD HEPA LIGHT (MECHANISCH MIT HME EIGENSCHAFTEN)

Gibeck

ART. NR.	PZN	BESCHREIBUNG	FILTRATIONS-EFFIZIENZ %	FEUCHTIGKEITS-VERLUST (MG H <sub>2</sub> O/L)	BEFEUCHTUNGS-LEISTUNG (MG H <sub>2</sub> O/L)	GEWICHT (G)	WIDERSTAND (CM H <sub>2</sub> O)	TOTRAUM (ML)	VE
28001	00666176	gerade, steril	> 99,99999 (Bakterien) >99,9999 (Viren) >99,999 (Tuberkulose) HEPA Klassifizierung 13 (>99,97)	9 Vt 500	28 Vt 500	38	2,8 bei 60l/min	80	20
28002	00670717	gerade, clean							20
<b>28012*</b>	00680093	gerade, clean							20
28022**	00680087	gerade, clean							20

\*ohne CO<sub>2</sub> Port    \*\*Maschinenversion, 22F Konnektor    Validiert bzgl. HIV und Hepatitis C    TV (ml) 300-1.200