

NOTFALLBLUTSTILLUNG

QUIKCLOT® EMS ROLLED GAUZE™ QUIKCLOT® EMS DRESSING

QuikClot® EMS Produkte sind die gleichen, bekannten QuikClot® Kaolin-Produkte aber speziell für den zivilen Prä-Klinischen und Klinischen Bereich verpackt. Der im Röntgen erkennbare Kontrollstreifen ist bei diesen Produkten nicht vorhanden. QuikClot® aktiviert Blutgerinnungsfaktoren wodurch eine rasche Koagulation initiiert und beschleunigt wird. Es ist leicht anzuwenden und für alle Arten von Wunden geeignet. QuikClot® ist das erste Produkt, das arterielle oder venöse

Blutungen in Sekunden stoppt. QuikClot® enthält im Gegensatz zu anderen Hämostyptika keine tierischen Bestandteile. Es ist antiallergen und verändert das Wundbild nicht. QuikClot® kann oberflächlich oder bei tiefen Wunden bzw. ausgedehnten Wundhöhlen (sog. "Wound-Packing") eingesetzt werden. Selbst Patienten die Antikoagulantien, also "blutverdünnende" Medikamente einnehmen, können QuikClot®-Produkte verwenden, um Blutungen zu stillen.



QUIKCLOT® EMS DRESSING

Geöffnet: 10 x 10 cm

QUIKCLOT® EMS ROLLED GAUZE™

Geöffnet: 7,6 x 122 cm

Artikel Nr.	Militär NSN	Bezeichnung	Stk.	Preis (exkl. MwSt.)
491	-	QuikClot® EMS Dressing	Box 3	24,99 €
493	-	QuikClot® EMS Rolled Gauze™	1	16,67 €

MEDICAL SALES CONSULTANTS AUSTRIA GMBH

Wachaustrasse 13, 3123 Neustift, Austria
T: +43 2786 631 38, E-Mail: info@medicalsci.com
Web: www.medicalsci.at

MEDICAL SALES CONSULTANTS GERMANY GMBH

Vor dem Schonekindtor 13, 59494 Soest, Germany
T: +49 2921 969 78 50, E-Mail: info@medicalscg.de
Web: www.medicalscg.de