

READY-2-USE EINMALMOPPS ZUR DESINFEKTION & REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN

für Schnell – Zwischendurch – Notfall – Isolation – OP-Bereiche – Sanitär

✓ Bakterizid* ✓ Viruzid* ✓ Sporizid* ✓ Kein Gefahrstoff ✓ Materialschonend ✓ VAH & IHO ✓ Bis 35 m²



- **Umfassende Wirksamkeit* & schnelle Einwirkzeiten** durch Peressigsäure (PAA).
- **Ready-2-USE:** Gebrauchsfertig. Kein Ansetzen nötig. Keine Dosierungsfehler.
- **Lange Haltbarkeit:** 30 Tage Standzeit.
- **Anwendungsvorteile:** Geruchsarm, sehr gute Benetzung, kein Kleben. Streifenfreie Abtrocknung.
- **Sehr gute Materialverträglichkeit:** Edelstahl, PET/HDPE, Aluminium, Fliesen, Linoleum, PVC, Kautschuk, Laminat, Plexiglas, Silikon säurebeständig.
- **Kompatibilität:** Zu anderen Reinigungs- & Desinfektionsmitteln. Zu DIN 13063 Reinigungswagen & Moppboxen.
- **Sehr gute Reinigungseigenschaften:** Durch Microfaser-Reinigungsschicht des Einmal mopps & Hochleistungstenside.
- **Hohe Reichweite:** Je nach Bodenbeschaffenheit & -material bis 35 m².
- **Hohe Sicherheit:** Keine Gefahr von Eiweißfehlern oder Seifenfehlern.
- **Nachhaltig:** Kein Gefahrstoff, Lösung zu 99,8% biologisch abbaubar.
- **Leichte Nachfüllung:** Innovatives EcoBag Nachfüllsystem. Boxensystem.
- **Rückenfreundliche & einfache Anwendung:** mit Klettsystem, Hand-Kletthalter, Swiffer® oder via Hand (Eine Marke von Procter & Gamble)
- **Umfassend getestet & zugelassen nach:** EN 17126 & EN 16615. PT 2 (Medizin) & PT 4 (Lebensmittel). VAH & IHO.
- **KRINKO 2022 konform:** Empfohlen für Sanitär-, Labor-, Isolations- & OP-Bereiche. Auch Rettungsfahrzeuge.

Wirkstoff in 100 g Tränklösung (pH-Wert 2,5):

- 0,0048 g Peressigsäure (PAA), 0,12 g Glycolsäure, Wasserstoffperoxid.
- BAuA: Reg.-Nr. N-96475 UFI: 0U5W-7YUH-8J1M-TJKT

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Wirksamkeit, hohe Belastung	Prüfmethode	Einwirkzeit, gebrauchsfertig	Artikel-Nr.	Produkt	Größe	VE
bakterizid	EN 13727, EN 16615	⌚ 5 Min.	CB1701S	DesiMops M Reichweite bis 20 m ² , 2 x 20er Spenderbox	42 x 13 cm	2 x 20 Stück, weiß
fungizid	EN 13624, EN 16615	⌚ 15 Min.	CB1701	DesiMops M Reichweite bis 20 m ² , 2 x 20er Nachfüllpack	42 x 13 cm	2 x 20 Stück, weiß
mykobakterizid	EN 16615	⌚ 15 Min.	CB1702S	DesiMops L Reichweite bis 35 m ² , 12er Spenderbox	42 x 13 cm	12 Stück, blau
bakterizid	EN 1276, EN 13697	⌚ 5 Min.	CB1702	DesiMops L Reichweite bis 35 m ² , 2 x 12er Nachfüllpack	42 x 13 cm	2 x 12 Stück, blau
levoruzid	EN 1650, EN 13697	⌚ 15 Min.	CB1703S	DesiMops S Reichweite bis 20 m ² , 20er Spenderbox	25 x 13 cm	20 Stück, blau
fungizid	EN 1650, EN 13697	⌚ 30 Min.	CB1703	DesiMops S Reichweite bis 20 m ² , 2 x 20er Nachfüllpack	25 x 13 cm	2 x 20 Stück, blau
viruzid	EN 14476	⌚ 30 Min.				
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	⌚ 5 Min.				
sporizid	EN 17126	⌚ 60 Min.				
Staph. aureus	EN 16615*	⌚ 5 Min.				
C. Difficile	EN 16615*	⌚ 5 Min.				
Norovirus	EN 16615*	⌚ 1 Min.				

*klinisch relevante Mikroorganismen zusätzlich mit Originalmopp geprüft

Zubehör



Wisch-Set II Teleskop-Moppstiel



Hand Kletthalter

